



Mix. Controle. Efficiëntie.

Thermo Scientific Digitale Vortex Mixer

Schudden & Mengen

De Thermo Scientific™ Digitale Vortex Mixer is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Digitale snelheids- en tijdaanduiding
- Continue en touch-modus
- Snelheidsbereik: 200 tot 3.000 rpm
- Nauwkeurigheid van de snelheid:
 - 200 tot 1.500 rpm: $\pm 5\%$
 - 1.500 tot 3.000 rpm: $\pm 10\%$
- Snel instelbare snelheid via touch-bediening:
 - Touch: 1.500 rpm in 3 seconden
 - Continu: 3.000 rpm in 6 seconden
- Afteltimer (tot 99 minuten)
- Maximale belasting: 0,5 kg bij 800 rpm

Wordt geleverd inclusief rubber platform (Cat. Nr. 88882120).

Andere accessoires apart verkrijgbaar.

Garantie: 2 jaar | Certificeringen: cCSAus, CE



Product	Elektrische vereisten	Afmetingen (B x D x H)	Gewicht	Stekkertype	Catalogusnummer
Digital Vortex Mixer	100 to 240V, 50/60Hz	20.5 x 15.1 x 13.1cm (8.1 x 5.9 x 5.2 in.)	6.1kg (13.5 lbs.)	US	88882009
				EU/UK/CHN	88882010

Meer informatie via www.polytemp.nl

POLYTEMP
SCIENTIFIC

Voor laboratoriumgebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te verzekeren dat de prestaties van het product geschikt zijn voor hun specifieke gebruik of toepassing. ©2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rechten voorbehouden. OPC-UA is een handelsmerk van OPC Foundation. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van Thermo Fisher Scientific en haar dochterondernemingen tenzij anders vermeld. FLY-10415837-230 0425