

LABORATORIUM KOELKAST +4°C

GESELECTEERD OP BASIS VAN ERVARING

De Labselect Basic-serie is zorgvuldig geselecteerd op basis van de ervaring van verschillende laboratoriummanagers, analisten en koeltechnici. Hun input heeft geresulteerd in de samenstelling van een compleet en kostenefficiënt product. Deze serie voldoet op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier aan de basisbehoeften voor koeling in het laboratorium.

KENMERKEN

- Temperatuurbereik van 2°C tot 8°C, fabrieksinstelling op 4°C
- Digitale controller met zichtbare en hoorbare alarmen bij stroomuitval, te hoge of lage temperatuur en sensorstoringen
- De deur blijft open staan bij een hoek van >90° en sluit automatisch bij een hoek van <90°
- Magneetdeurdichting voor snelle verwijdering zonder gereedschap bij schoonmaak of vervanging
- Interne LED-verlichting
- Compacte zwenkwielen, waarvan twee met remmen. Hierdoor blijft de hoogte van het apparaat onder de 2 meter.
- Geleverd met een noodbatterij voor het display en de alarmfunctie bij stroomuitval
- Uitwisselbaar monoblock koelsysteem



SPECIFICATIES

Modelnr.	PTSL700SR (230V/50Hz)
Capaciteit	604 liter
Voorzien van	3 draadrekken
Belastbaarheid per plank	Max. 48 kg
Laadhoogte	1330 mm
Netto plankruimte	520 x 640 mm
Interne afmetingen HxBxD	1513 x 600 x 665 mm
Externe afmetingen HxBxD	1970 x 700 x 780 mm
Isolatie	Cyclopentaan 50 mm
Natuurlijk koudemiddel	R290 (Propaan)
Toegangspoort	JA links, 22 mm
Locatiesensor	Bovenkant, achterkant
Potentiaalvrij contact	JA
Deurslot	JA
Noodstroomvoorziening	JA
Markering	CE
Ontdooiing	Heet gas ontdooiing
Deurtype	Solid
Set temperatuur	Tussen 2°C en 8°C

BESCHIKBARE OPTIES

Laden
Glazen deur (PTSL700GR)
Extra of andere planken
Bufferfles (glycerol)
Links scharnierende deur
Extra toegangspoort
Verdere aanpassing in onderling overleg

PRESTATIES | Bij ingestelde waarde van 4°C*

Gemiddelde temp.	4,4°C (4,1°C)
Temperatuuruniformiteit	1,9°C (0,9°C)
Energieverbruik	2,09 kWh per dag
Max. geluidsniveau	55 dB

*Waarden tussen haakjes zijn gemeten met sensoren in buffer. Andere waarden zijn gemeten in lucht.

GARANTIE

Het apparaat heeft een garantie van 12 maanden op alle onderdelen.

VOORZIEN VAN MONOBLOK SYSTEEM

De koelkast is voorzien van het onderhoudsvriendelijke Monoblock koelsysteem. Hierdoor kan het volledige koelsysteem indien nodig binnen enkele minuten worden gedemonteerd en vervangen, terwijl het apparaat op locatie blijft.