

Onderstaande punten worden uitgevoerd:

- 1) Visuele controle van de algemene staat van de vriezer
- 2) Controle van de elektrische voorzieningen conform **NEN 3140**
- 3) Controle van o.a. :
 - a. Temperatuur.
 - b. Werking van de alarmen (indien van toepassing)
 - c. De verschillende temperaturen in het koelsysteem (Thermokoppels).
 - d. Stroomopname van de compressor(en).
 - e. Binnen deuren/deksels
 - f. Deur/deksel rubbers
 - g. Scharnieren
- 4) Er wordt een volledige rapportage verstrekt.

Het onderhoud van het koel/vries apparaat wordt jaarlijks uitgevoerd door een gecertificeerd monteur.

Al onze meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en gecertificeerd door een erkend bedrijf.

Onderhoud/Validatie bij andere merken.

Naast de Revco/Forma vriezers kunnen wij onderhoud uitvoeren aan veel verschillende apparatuur. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

