

Onderstaande punten worden uitgevoerd:

- 1) Visuele controle van de algemene staat van de vriezer
- 2) Controle van de elektrische voorzieningen conform **NEN 3140**
- 3) Controle van o.a. :
  - a. Temperatuur.
  - b. Werking van de alarmen
  - c. De verschillende temperaturen binnen het apparaat.
  - d. Stroomopname van de compressor(en).
  - e. Status van de batterij(en) incl. laadspanning
  - g. Stroom onderbreking test
  - h. Binnen deuren/deksels
  - i. Deur/deksel rubbers
  - j. Scharnieren
  - k. Isolatie van de koelleidingen
- 4) Schoonmaken luchtinlaat filter.
- 5) Er wordt een volledige rapportage verstrekt.

Het onderhoud van de ULT vriezer wordt jaarlijks uitgevoerd door een gecertificeerd monteur.  
Al onze meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en gecertificeerd door een erkend bedrijf.

### Onderhoud/Validatie bij andere merken.

Naast de Dewar / Fermox vriezers kunnen wij onderhoud uitvoeren aan veel verschillende apparatuur

