

# ergotron®

*moving you forward*

## **CareFit Pro Medische Trolley**

- Efficiënte workflows: aanpasbare lades, verlichting voor gestroomlijnde dagelijkse routines
- Ergonomisch werken: biedt volledige zit-tot-sta verstelling voor een comfortabele positie
- Bevordert werktijd: heb overzicht over ladetoeegang, volg batterijlevensduur en vereenvoudig onderhoud met fleetmanagement op afstand
- Extra veiligheid: Ondersteunt identiteits- en toegangsbeheer van Imprivata met optionele afsluitbare lades om medicijnen veilig te kunnen bewaren
- Professionele status: duurzaam ontworpen met hoogwaardige kwaliteitstests
- Langetermijninvestering: inzetbaar voor toekomstige workflows door lades en accessoires toe te voegen



TOEKOMSTIGE WORKFLOWS EN PRIORITEREN VAN  
HET WELZIJN VAN DE ZORGVERLENER


## CAREFIT™

De CareFit medische wagen stelt een nieuwe standaard in functioneel ontwerp en ondersteunt een rustgevende omgeving voor zowel zorgverlener als patiënt. Het flexibel open architectuursysteem past zich betrouwbaar en gemakkelijk aan. Ook voor toekomstige workflows. Geïntegreerde cloudgebaseerde software vereenvoudigt fleetbeheer, verbetert machinetijd.

# CAREFIT™

## UITGEBREIDE FUNCTIES • ZEER PERSONALISEERBAAR • TOONAANGEVEND

- 1 180° paneel voor monitor en toetsenbord
- 2 Touchscreen gebruikersinterface
- 3 Configureerbaar ladesysteem met hoge capaciteit kan eenvoudig worden toegevoegd
- 4 Infinite remmechanisme verhoogt gepatenteerde Constant Force™ Technology voor verbeterde bruikbaarheid; elektrisch hefsysteem is ook beschikbaar
- 5 Geïntegreerde 320Wh LiFe batterij
- 6 Duurzame, 12,7 cm dubbele zwenkwielen
- 7 optioneel LiFeKinnex™ Elektrisch systeem (245Wh)
- 8 Cantilever monitor bevestiging voor focale diepteverstelbaarheid en volledige toegang tot het werkvlak
- 9 LED-verlichting op de basis, het toetsenbord en het werkblad voor werken in een donkere omgeving
- 10 Neutrale hoek, dubbel handvat voor meer ergonomie bij duwen/trekken en optillen
- 11 geïntegreerde 7-poort USB hub
- 12 technologie-integratie
- 13 Ingesloten kabelbeheer
- 14 Flex-platform accessoire bevestigingssysteem
- 15 Bevorder uptime met eKinnex™ software voor proactief fleet management



CareFit Pro met meerdere ladeconfiguraties!



### Electric Lift Technology

### Constant Force Lift Technology

Onderdeelnummer	C52-2201-2	C52-1201-2
Kleur	Wit/warm grijs	
Typische LCD-maat	Tot 27" of 9,1 kg	
Afmetingen werkoppervlak	35,6 x 40,6 cm, uitbreidbaar tot 35,6 x 58,4 cm	
Basis afmetingen	50,8 x 53,3 cm	
Hoogteverstelbaarheid	68,6 cm: 56 cm + 12,7 cm onafhankelijke schermhft	
Garantie	Zie website	

# CAREFIT™

## AANPASBAAR VOOR IEDERE WORKFLOW

Heeft u opberg ruimte nodig?  
Indien ja, hoeveel?


- **Een rij:**  
Kies voor onze Carefit Pro met gepatenteerde Constant Force Technology.
- **Meer dan een rij:**  
Kies voor onze Carefit Pro met een elektrische lift. Combineer tot wel 4 rijen (1 Lade, 1x1) op een elektrische wagen.




1 lade (1x1)



2 lades (2x1)



5 lades (4x1+1)



8 lades (4x2)




1 hoge lade (1x1)


Ondersteunt identiteits-  
en toegangsbeheer van Imprivata.



Bespaar montagetijd en verminder de impact op het milieu met vooraf geconfigureerde wagens.



Configureerbaar ladesysteem geïntegreerd in de wagen of beschikbaar als accessoire. Configuratie voorbeelden:



## HEBT U HOT SWAP BATTERIJVERMOGEN NODIG?

Voed de geïntegreerde batterij door middel van ons hot-swap batterij systeem voor een eindeloze werkcapaciteit.



## KIES UW ACCESSOIRES (volgende pagina).

Accessoires plaatst u eenvoudig op de juiste plek aan de linker- of rechterkant van het werkvlak. De direct install T-nut maakt het mogelijk om uw eigen accessoires op uw wagen te plaatsen.



- Medische wagen met lades**  
 Onderdeelnummer/Beschikbaarheid  
 1 lade (1x1)  
**Constant Force Lift Technology C52-1211-2**  
 1 lade (1x1)  
**Electric Lift Technology C52-2211-2**  
 2 lades (2x1)  
**Electric Lift Technology C52-22A1-2**  
 5 lades (4x1+1)  
**Electric Lift Technology C52-2251-2**  
 8 lades (4x2)  
**Electric Lift Technology C52-2281-2**  
 1 hoge lade (1x1)  
**Electric Lift Technology C52-22B1-2**  
 Accessoires  
**Viervoudige lade 98-485/Wereldwijd**  
**Dubbele lade 98-486/Wereldwijd**  
**Enkele lade 98-487/Wereldwijd**  
**Dubbele hoge lade 98-488/Wereldwijd**  
**Enkele hoge lade 98-489/Wereldwijd**



## ACCESSOIRES



### Documenthouder

Vervanging voor standaard wagen kenmerk 98-433

Gebruik de set om nieuwe accessoires snel te bevestigen aan het t-slot zonder andere items te verwijderen.



### Directe installatie T-Nut set

98-432



### Documenthouder achter

Vervanging voor standaard wagen kenmerk 98-438



### Bin


98-438



ACCESSOIRES MONTAGE ACHTER


WERKVLAK ACCESSOIRES

Ondersteunt een werkvlak-accessoire aan de linker- en rechterzijde




### Plank met sleuf

98-436




### Werkvlak uitbreidingsset

98-437



### Doekjeshouder

98-435



### Voorraadbak

98-439

Download aanvullende informatie via [ergotron.com](http://ergotron.com)

Verkoop EMEA:

Amersfoort, The Netherlands / +31.33.45.45.600 / [info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

Wereldwijde verkoop van maatoplossingen:

[custom@ergotron.com](mailto:custom@ergotron.com)

© Ergotron, Inc. 10.08.2021

Dit document is in de V.S. vervaardigd en kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

De apparatuur van Ergotron is niet bestemd voor het genezen, behandelen, terugdringen of voorkomen van enige aandoening.

Octrooigegevens zijn beschikbaar op [www.ergotron.com/patents](http://www.ergotron.com/patents)

